



Trattamento Sauna Bagging su Zone Estese

Attenzione: Prima di effettuare il trattamento, è importante eseguire una diagnosi e mantenere un contatto diretto con il veterinario.

Macchinari utilizzati

- IDD Professional 1500 con una produzione di 1500 mg. di ozono
- Hypoclean - Produttore di acido ipocloroso con soluzione elettrolitica dedicata
- Borsa bagging con coulisse

Prodotti utilizzati

- nano argento colloidale 100 ppm
- nano argento colloidale 40 ppm
- soluzione di acido ipocloroso

Procedimento

Dopo aver inumidito la cute del cane con argento nano colloidale Idropet 100 ppm (oppure 40 ppm in caso di cane a pelo corto), si posiziona l'animale all'interno della borsa idropet dedicata e si inserisce un tubicino per l'ozono.

La borsa viene quindi chiusa con una coulisse per evitare dispersioni di ozono durante il trattamento.

Tempi di trattamento

Variano a seconda dai 15 ai 20 minuti a seconda della dimensione della borsa utilizzata. Al termine del trattamento, attendere circa 10 minuti con la macchina spenta prima di terminare.

Si consigliano almeno 2 o 3 trattamenti a settimana, a seconda della gravità del caso. In caso di forte odore, forfora o cute scura, si consiglia di applicare anche acido ipocloroso prima dell'argento nano colloidale.

È consigliabile fornire al cliente un argento Spray 40 ppm da utilizzare a casa tra una seduta e l'altra, anche più volte al giorno.